




**Bilge Elektronik Ltd. Şti.
Eczanem Otomasyon Sistemi**

**Kaspersky 2011
Ayarları**

1. Sağ alt köşeden “Kaspersky” ikonuna tıklayarak açalım.



2. Ekranı gelen ana pencerede ki “Sistem ve Uygulama Koruması” başlığına tıklayalım.





3. “Uygulamaların Etkinliği” linkini seçelim.



4. Ekranı gelen listede “Eczanem Otomasyon Sistemi” yazan satırlara sağ tıklayalım. Menüden “Gruba taşı” altındaki “Güvenilir” seçeneğini seçelim.





5. “Kapat” butonu ile ekrandan çıkalım.

